

Raffaello

Caratteristiche Tecniche / Technical features

	RAFFAELLO	RAFFAELLO BIO
Tipo di laser / Laser Model	Diode	Diode
Lunghezza d'onda primaria / Primary Wavelength	808 or 980 Nanometers	808 or 980 Nanometers
Lunghezza d'onda secondaria / Secondary Wavelength	None	645 Nanometers
Potenza primaria / Primary Power	7 Watt	7 Watt
Potenza secondaria / Secondary Power	None	400 mwatt
Potenza di Picco / Peek Power	(14 Watt)	(14 Watt)
Frequenza / Frequency	1000 Hz.	1000 Hz.
Durata d'impulso / Pulse duration	From 0,1 msec to Continuos	From 0,1 msec to Continuos
Lunghezza fibra / Lenght fiber	2,5 Mt	2,5 Mt
Alimentazione / Power Supply	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Dimensioni / Size	33 x 27 x 15	33 x 27 x 15
Peso / Weight	5 kg.	5 kg.
Classe dispositivo / Medical Laser Classification	II B	II B
Classe del laser / Laser Classification	IV	IV
Pannello di controllo / Control panel	Touch Screen TFT	Touch Screen TFT
Raggio guida / Beam guides	11.000 mcd	11.000 mcd
Software / Software	More than 50 programs	More than 50 programs



Raffaello Dotazione Accessori / Equipment

- N° 2 paia di occhiali di Protezione 808 – 1064 nm / Protection goggles
- N° 1 Fibra Ottica da 320 u 2,5 mt. attacco FC
Optical fiber 320 u 2,5 mt. FC connector
- N° 1 Fibra Ottica da 200 u 2,5 mt. attacco FC
Optical fiber 200 u 2,5 mt. FC connector
- N° 1 Manipolo Autoclavabile / Autoclavable Handpiece
- N° 1 Cutter per Fibre ottiche / Cutter for optical fiber
- N° 1 Stripper per Fibre Ottiche / Stripper for Optical fiber
- N° 1 Confezione Puntali monouso 20 Pz. / Plastic disposable tips 20 pcs.
- Valigia accessori / Bag for accessories

Optional su richiesta / Under request

- Manipolo Defocalizzato FC Multifunzion/Defocalized Multifunction Handpiece:
Sbiancamento/Bleaching
Biostimolazione/LLLT
Biostimolazione Intra/LLLT intra
- Valigia di trasporto laser / Suitcase
- Fibra Ottica da 400 u 2,5 mt. attacco FC / Optical fiber 400 u 2,5 mt. FC connector
- Confezione Puntali endo 20 Pz. / Inox disposable tips for ENDO - 20 pcs.



DMT
Dental Medical Technologies

DMT Srl Via Nobel, 33 - 20851 Lissone (MB) Italy
Tel. +39 039481123 - Fax +39 0392453753 - www.dmt.biz - e-mail info@dmt.biz
Allmed s.r.l. Lissone (MB) - Italy tel +39.039481123